



## BG5 overall function

Note: Api calls one after another, that is, when the end of an Api, call the next, Otherwise it will appear the Api function failure.



## BG5 FuncA – set parameters




A-1: **public void** getBattery()

A-2: **public void** setTime()

A-3: **public void** setUnit(**int** type)

## BG5 FuncB – getOfflineData


Note: before using BG5 offline measurement functions, you must call the Api (A-2), otherwise the offline data time may be wrong



B-1: **public void** getOfflineData()

B-2: **public void** deleteOfflineData()

## BG5 FuncC – sendCode




C-1: **public void** getBottleId()

C-2: **public void** getBottleMessage()

C-3: **public void** setBottleMessage(String QRCode, **byte** stripNum, String overDate)  
OR **public void** setBottleMessage(String QRCode)

## BG5 FuncD – online measurement



D-1: **public void** startMeasure(**int** type)

D-2: action\_measure\_strip\_in

D-3: action\_measure\_get\_blood

D-4: measure\_result

D-5: action\_measure\_strip\_out

D-6: action\_measure\_error