



BG5L overall function

Note: Api calls one after another, that is, when the end of an Api, call the next, Otherwise it will appear the Api function failure.



BG5L FuncA – set parameters



A-1: **public void** getBattery()


A-2: **public void** getTime()

A-3: **public void** setUnit(**int** type)

A-4: **public void** setTime()

BG5L FuncB – getOfflineData


Note: before using BG5L offline measurement functions, you must call the Api (A-2), otherwise the offline data time may be wrong



B-1: **public void** getOfflineData()

B-2: **public void** deleteOfflineData()

BG5L FuncC – sendCode




C-1: **public void** getBottleId()

C-2: **public void** getBottleMessage()

C-3: **public void** setBottleMessageWithInfo(int stripType, int measureType, String QRCode, **byte** stripNum, String overDate)

BG5L FuncD – online measurement



D-1: `public void startMeasure(int type)`

D-2: `action_measure_strip_in`

D-3: `action_measure_get_blood`

D-4: `measure_result`

D-5: `action_measure_strip_out`

D-6: `action_measure_error`