



BG5L整体功能

注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。



BG5L 功能A – 参数设置功能



A-1: **public void** getBattery()


A-2: **public void** getTime()

A-3: **public void** setUnit(**int** type)

A-4: **public void** setTime()

BG5L 功能B – 上传离线数据流程


注：使用BG5L的离线测量功能前，必须调用Api (A-2),否则离线数据时间可能会错误



B-1: **public void** getOfflineData()

B-2: **public void** deleteOfflineData()

BG5L 功能C – 发送Code流程




C-1: `public void` getBottleId()

C-2: `public void` getBottleMessage()

C-3: `public void` setBottleMessageWithInfo(int stripType, int measureType, String QRCode, `byte` stripNum, String overDate)

BG5L 功能D – 在线测量流程



D-1: `public void startMeasure(int type)`

D-2: `action_measure_strip_in`

D-3: `action_measure_get_blood`

D-4: `measure_result`

D-5: `action_measure_strip_out`

D-6: `action_measure_error`